



23 | 24

HIGHLIGHTS

[FUTURE.DREVE.DE](https://future.dreve.de)

BOOST

YOUR

IMPRESSION



OTOFORM® A SOFTX *BOOST*

Unser beliebtes Abformmaterial Otoform® A softX ist nun noch schneller. Sportliche 90 Sekunden benötigt der Aushärteprozess im Ohr, sichtbar dank Farbumschlag von grün zu neongelb.

- + **BOOST:** Statt 180 nur 90 Sekunden Abbindezeit
- + **SAFE:** Farbumschlag von grün zu neongelb zeigt, dass das Material ausgehärtet ist
- + **PERFECT:** Für besonders tiefe Ohrabformungen; IO, CIC und IIC
- + **KID FRIENDLY:** Durch kurze Ohrverweildauer besonders für Kinder und empfindliches Ohrgewebe geeignet
- + **EASY TO USE:** Sehr gute Fließeigenschaften, leicht zu applizieren und absolut thixotrop
- + **COMFORTABLE:** Die Abformung lässt sich angenehm und einfach aus dem Ohr entfernen



Herkömmliches Abformmaterial
180 Sekunden Aushärtezeit



Otoform® A softX boost
90 Sekunden Aushärtezeit



ULTIMATIV BESSER ALS JEDER SCHIRM



DIE OTOPLASTIK

Durch die individuelle Anpassung von Hörsystemen mit maßgefertigten Otoplastiken schöpfen Sie das volle Potential der Technik aus.

- + Perfekte Passform und Sitz im Ohr
- + Lautstärke- bzw. Verstärkungsschwankungen werden abgefangen und Rückkopplungen vermieden
- + Ultimatives Hörergebnis und optimale Nutzung der Hörsystemfeatures dank bester Abdichtung
- + **Neue Farben für harte Otoplastiken**



SICHER INDIVIDUELLER GEHÖRSCHUTZ

ZERTIFIZIERTE QUALITÄT

Unser DLO® Portfolio bietet Ihnen Gehörschutz für verschiedenste Anwendungsbereiche, z. B. am Arbeitsplatz, für den unbeschwerten Musikgenuss oder bei der Flugreise. Die Filter dämmen störenden bzw. schädlichen Lärm zuverlässig auf ein unbedenkliches Niveau. Die Lärmschutzwirkung unserer Produkte wurde im Rahmen einer Baumusterprüfung durch ein unabhängiges Prüflabor getestet und sie sind somit als PSA zugelassen.

- + Personalisierte 3D-Druck Otoplastik mit 100 % angepasster Geometrie für einen perfekten Sitz im Ohr
- + Angenehme Geräuschdämmung
- + Sprachverständlichkeit bleibt erhalten
- + Leichtes Einsetzen und Herausnehmen
- + Filter mit linearer und nichtlinearer Dämmung für verschiedene Lärmsituationen
- + Große Farbvielfalt in jeweils drei Bauformen




TRAUMHAFT

NEUE STYLES


DCO® COMFORTNIGHT

Aufgrund der hohen Nachfrage gibt es ab sofort weitere Bauformen für unsere DCO® ComfortNight Otoplastiken. Für einen ruhigen, erholsamen Schlaf dank perfekter Passform und maximalem Tragekomfort.

- + Optimale Abdichtung
- + Einfaches Einsetzen und Herausnehmen
- + Dämmung der Umgebungsgeräusche
- + Signalgeräusche eines Weckers, Rauchmelders o. ä. bleiben hörbar
- + Große Farbauswahl
- + Einfache Reinigung mit OtoVita®
- + 24/7 online bestellen auf smartorder.dreve.de



Conchaform
kompakt



Conchaform
mit Griff, kompakt

BESONDERS

DEIN SOUND – DEIN STYLE



DCO® SOUNDSTYLE

Mit den DCO® SoundStyle Otoplastiken verwandeln Sie Standard-Kopfhörer Ihrer Kunden und Kundinnen in etwas Besonderes! Mit den individuellen Ohrpasstücken sitzen die Kopfhörer ideal und sicher im Ohr. Klingt einfach top: Dank unserer großen Datenbank, modellieren wir SoundStyle Otoplastiken für über 300 verschiedene Kopfhörersysteme. Sie brauchen die Kopfhörer also nicht mit den Abformungen per Post einzusenden, sondern bestellen bequem online.

- + Maximales Sounderlebnis
- + Optimale Abdichtung dank individuell angepasster Passform
- + Einfaches Einsetzen und Herausnehmen
- + Große Farbauswahl
- + Einfache Reinigung mit OtoVita®
- + 24/7 online auswählen und bestellen auf smartorder.dreve.de





DIGITAL

BEEINDRUCKENDE ZEITEN

- + Premium 3D-Druck Materialien FotoTec® und FotoCast®
- + Höchste Fertigungspräzision
- + Validierter digitaler Workflow
- + Perfekte Oberflächenqualität der Otoplastiken und Schalen
- + Große Farbvielfalt

20 JAHRE 3D-DRUCK

Seit den frühen 2000er Jahren hat der 3D-Druck eine bemerkenswerte Entwicklung durchlaufen. Was einst als futuristische Technologie begann, hat sich zu einer revolutionären Kraft in der Fertigungsindustrie im Allgemeinen und speziell auch in unserer Branche der Hörakustik entwickelt.

Dreve war unter den Pionieren und hat CAD/CAM Technologien frühzeitig in den eigenen Fertigungsprozessen etabliert und damit viele neue Produkte und Innovationen geschaffen. Nun blicken wir auf zwei Jahrzehnte Erfahrung zurück und präsentieren heute die neuesten Entwicklungen im LCD-Druck. Mit dem Launch des roten **Phrozen Sonic XL 4K – Qualified bei Dreve** ermöglichen wir den einfachen und kostengünstigen Einstieg in die 3D-Druck Welt. Mit unserem Erfahrungsschatz und einzigartigem Servicegedanken beraten und begleiten wir Sie entlang des gesamten digitalen Workflows.





KLASSIKER

MIT NEUER FORMULIERUNG

OTOFORM[®] CREME

Erhöht den Tragekomfort und dient der besseren Eingewöhnung und zusätzlichen Abdichtung der Otoplastik.

- + Neue, verbesserte Formulierung mit Aloe Vera
- + Einfache Applikation
- + Besonders frisch: Klar-transparentes Gel
- + Angenehmer Duft mit einem Hauch von Kamille
- + Coming soon: Hygienischer Spender zum Pumpen und praktischen Dosieren



ROTES LOGO, GRÜNE IDEEN

Es versteht sich von ganz allein und ist selbstverständlich, dass bei den Dreve Qualitätsprodukten und Servicedienstleistungen natürlich auch das Thema der Nachhaltigkeit berücksichtigt wird. Es beeinflusst kontinuierlich die Optimierung und Entwicklung unserer Technologien, Prozesse, Verpackungen und Innovationen.

Wir haben bereits große Fortschritte bei der Umsetzung grüner Strategien gemacht. Dennoch sehen wir diese als einen kontinuierlichen Prozess und bleiben weiterhin engagiert, unsere Umwelt besser zu schützen und eine nachhaltigere Zukunft zu gestalten.

Unsere Maßnahmen:

- + Müllreduktion durch Abschaffen von unnötigen Plastikverpackungen und Ersetzen durch mehr recyclebare Papierverpackung
- + Photovoltaikanlage: Effiziente Nutzung von Sonnenenergie und CO₂-Reduktion
- + Elektromobilität: Kontinuierliche Umstellung unserer Fahrzeugflotte und Bereitstellung von Ladestationen
- + Regionale Lieferanten: Zusammenarbeit mit lokalen Lieferanten für kurze Transportwege und geringere Umweltauswirkungen
- + Nachhaltiges & organisches Wirtschaftswachstum: Verfolgung eines ökologischen und sozialen Wachstumsmodells mit langfristigen Strategien



NACHHALTIG

PACKEN WIR ES AN

Dreve Otoplastik GmbH

Max-Planck-Straße 31 • 59423 Unna/Germany
Telefon +49 2303 8807-0 • Telefax +49 2303 82909
otoplastik@dreve.de • www.dreve.com

